



SterileRight

SterileRight Packaging Mfg. Inc.

www.sterileright.com.tw



Pharmaceutical Use

**您最值得信賴
OEM & ODM
製造廠商**

優質可靠的產品銷售全球



Aseptic Transfer Packaging

藥廠無菌
轉運袋



EN868/ISO11607/11140/13485/ GMP

Tyvek® 濕熱滅菌袋

百級無塵室生產



杜邦™ Tyvek® 台灣獨家授權加工廠

產品說明

Pharmaceutical Use

您最值得信賴
OEM & ODM
製造廠商

優質可靠的產品銷售全球

材質組合: Tyvek®+HDPE膜

符合標準:

- 1.)符合USP<61>微生物限度/USP<85>內毒素
- 2.)符合ISO 10993-4/-5/-10 生物相容性
- 3.)符合微粒標準
- 4.)ISO11607-1

滅菌方式: 濕熱(Steam)、環氧乙烷(EtO)、Gamma & E-Beam射線滅菌

生產環境: ISO Class 5 (百級)

產品特色:

- 1.)產品具備高潔淨度特性、高密封強度，提升承重
- 2.)附有滅菌指示劑，通過顏色變化，確認已進行過濕熱滅菌

Item No.

Sizes

Item No.	Sizes
11.7301	300mm x 500mm
11.7302	400mm x 500mm
11.7303	400mm x 600mm
11.7304	200mm x 300mm
11.7305	500mm x 650mm
11.7306	200mm x 350mm
11.7307	800mm x 800mm
11.7308	1000mm x 1000mm

可依標準規格，選擇您適合的尺寸

EN868 ISO 11607 11140 13485






SterileRight

易撕型 Tyvek® 濕熱滅菌袋

百級無塵室生產



杜邦™ Tyvek® 台灣獨家授權加工廠

產品說明

Pharmaceutical Use

您最值得信賴
OEM & ODM
製造廠商

優質可靠的產品銷售全球

材質組合: Tyvek® + HDPE膜

符合標準:

- 1.) 符合USP<61> 微生物限度/USP<85> 內毒素
- 2.) 符合ISO 10993-4/-5/-10 生物相容性
- 3.) 符合微粒標準
- 4.) ISO11607-1

滅菌方式: 濕熱(Steam)

生產環境: ISO Class 5 (百級)

產品特色:

- 1.) 產品具備高潔淨度特性、高密封強度、提升承重
- 2.) 可不需透過器械開啟滅菌袋，左右側封處，各有一字裁切的設計便於袋子的無菌開啟
- 3.) 附有滅菌指示劑，通過顏色變化，確認已進行過濕熱滅菌

Item No.

Sizes

Item No.	Sizes
15.0301	300mm x 500mm
15.0302	400mm x 500mm
15.0303	400mm x 600mm
15.0304	200mm x 300mm
15.0305	500mm x 650mm
15.0306	200mm x 350mm
15.0307	800mm x 800mm
15.0308	1000mm x 1000mm

可依據標準規格，選擇您適合的尺寸

EN868 ISO 11607 11140 13485



Tyvek® 濕熱滅菌管袋

百級無塵室生產



杜邦™ Tyvek® 台灣獨家授權加工廠

產品說明

Pharmaceutical Use

您最值得信賴
OEM & ODM
製造廠商

優質可靠的產品銷售全球

材質組合: Tyvek®+HDPE膜

符合標準:

- 1.)符合USP<61>微生物限度/USP<85>內毒素
- 2.)符合ISO 10993-4/-5/-10 生物相容性
- 3.)符合微粒標準
- 4.)ISO11607-1

滅菌方式: 濕熱(Steam)、環氧乙烷(EtO)、Gamma & E-Beam射線滅菌

生產環境: ISO Class 5 (百級)

產品特色:

- 1.)產品可依尺寸需求，裁切長度，高密封強度，提升承重
- 2.)附有滅菌指示劑，通過顏色變化，確認已進行過濕熱滅菌。

Item No.

Sizes

Item No.	Sizes
01.0505	200mm x 100M
01.0507	300mm x 100M
01.0509	400mm x 100M
01.0510	500mm x 100M
01.0511	600mm x 100M
01.0512	800mm x 100M
01.0513	1000mm x 100M

可依據標準規格，選擇您適合的尺寸

EN868 ISO 11607 11140 13485






易剝離 Tyvek® 濕熱滅菌袋

百級無塵室生產



預摺易剝離自黏袋



易剝離滅菌管袋



易剝離滅菌袋

杜邦™ Tyvek® 台灣獨家授權加工廠

產品說明

Pharmaceutical Use

您最值得信賴
OEM & ODM
製造廠商

優質可靠的產品銷售全球

材質組合: Tyvek®+複合膜

符合標準: ISO11607-1、符合USP<61>微生物限度/USP<85>內毒素、符合ISO 10993

微粒標準: 產品微粒可控·降低汙染風險

滅菌方式: 濕熱Steam

生產環境: ISO Class 7 (萬級)

產品特色:

- 1.) 產品具備潔淨易剝離特性·無需使用刀具拆封
- 2.) 成捲管袋系列·可依尺寸需求·自行裁剪需長度·靈活運用不浪費
- 3.) 自黏袋附有耐濕熱滅菌特製雙面膠·不需使用封口設備·方便客戶使用
- 4.) 附有滅菌指示劑·通過顏色變化·確認已進行過濕熱滅菌

Item No.

Sizes

04.0601	170mm x 265mm
04.0602	250mm x 375mm
04.0603	300mm x 460mm

Item No.

Sizes

01.0617	200mm x 100M
01.0618	300mm x 100M
01.0619	400mm x 100M

可依據標準規格·選擇您適合的尺寸

EN868 ISO 11607 11140 13485



Tyvek® 潔淨蓋片

百級、萬級無塵室生產



杜邦™ Tyvek® 台灣獨家授權加工廠

產品說明

Pharmaceutical Use

您最值得信賴
OEM & ODM
製造廠商

優質可靠的產品銷售全球

材質組合: Tyvek®

符合標準: ISO11607-1、符合USP <61>微生物限度/USP <85>內毒素、符合ISO 10993

微粒標準: 產品微粒可控·降低汙染風險

生產環境: ISO Class 5 (百級) or ISO Class 7(萬級)

產品特色:

- 1.) 產品具備高潔淨度特性
- 2.) Tyvek®蓋材經濟性的包裝解決方案
- 3.) 可配合客製化生產
- 4.) 可做為自動包裝機上蓋片以及可填充注射器的清潔保護防護層

EN868 ISO 11607 11140 13485



高潔淨 PE 袋

千級無塵室生產



產品說明

Pharmaceutical Use

您最值得信賴
OEM & ODM
製造廠商

優質可靠的產品銷售全球

材質組合: PE

符合標準: ISO11607-1、符合USP<61>微生物限度/USP<85>內毒素、符合ISO 10993、

微粒標準: 產品微粒可控, 降低汙染風險

生產環境: ISO Class 6 (千級)

產品特色: 具備高潔淨度特性

Item No.	Sizes
M901.02.0010-7	340mm x 510mm x 60um
M901.02.0010-1	400mm x 600mm x 60um
M901.02.0010-2	500mm x 800mm x 60um
M901.02.0010-3	500mm x 1000mm x 60um
M901.02.0010-4	500mm x 1200mm x 60um
M901.02.0010-5	600mm x 1000mm x 60um
M901.02.0010-6	600mm x 1200mm x 60um
M901.02.0010-8	340mm x 510mm x 100um
M901.02.0010-9	400mm x 600mm x 100um
M901.02.0010-10	500mm x 800mm x 100um
M901.02.0010-11	500mm x 1000mm x 100um
M901.02.0010-12	500mm x 1200mm x 100um
M901.02.0010-13	600mm x 1000mm x 100um
M901.02.0010-14	600mm x 1200mm x 100um

可依據標準規格, 選擇您適合的尺寸



Contact:

- ☎ **Office:** 886-2-2697-5499 **Fax:** 886-2-2697-5497
8F-10, No. 99, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan
- Factory:** 886-2-2455-5498 **Fax:** 886-2-2455-5497
1F, No. 33-7, Dahua 2nd RD., Qidu Dist, Keelung 206, Taiwan
- ✉ **E-mail:** service@sterileright.com.tw
- 🌐 **Website:** www.sterileright.com.tw