



SterileRight

SterileRight

Packaging Mfg. Inc.



Hospital & Dental




醫院 & 診所

滅菌袋




EN868/ISO11607/11140/13485/ GMP www.sterileright.com.tw

您最值得信賴
OEM & ODM
製造廠商



● 立體成捲管袋

● 自黏袋



材質組合：頂級醫療紙+PET/PP膜

符合標準：EN868-5 / ISO11607-1

滅菌方式：濕熱(Steam)、環氧乙烷(EtO)、福馬林(Formaldehyde)

產品特色：

- 1.)成捲管袋系列：可依尺寸需求自行裁剪所需長度，靈活運用不浪費
- 2.)自黏袋系列：可依尺寸需求訂製所需長度，使用預先壓摺設計，雙面膠可快速封口
- 3.)淺綠or藍色/透明薄膜，以方便於查看內袋物
- 4.)封邊處可客製化印刷設計
- 5.)潔淨剝離，降低汙染風險




透明潔淨剝離 成捲管袋

平面成捲管袋系列

ITEM NO.	SIZES	R/CTN	ITEM NO.	SIZES	R/CTN		
60g頂級醫療紙/52um藍色潔淨剝離膜(PET/PP膜)			70g頂級醫療紙/52um綠色潔淨剝離膜(PET/PP膜)				
60 GSM	01.6001	50mmx200M	16	70 GSM	01.7001	50mmx200M	16
	01.6002	75mmx200M	8		01.7002	75mmx200M	8
	01.6003	100mmx200M	8		01.7003	100mmx200M	8
	01.6004	150mmx200M	4		01.7004	150mmx200M	4
	01.6005	200mmx200M	4		01.7005	200mmx200M	4
	01.6006	250mmx200M	2		01.7006	250mmx200M	2
	01.6007	300mmx200M	2		01.7007	300mmx200M	2
	01.6008	350mmx200M	2		01.7008	350mmx200M	2
	01.6009	400mmx200M	2		01.7009	400mmx200M	2
Max. Size : 800mm x 200M			Max. Size : 800mm x 200M				

立體成捲管袋系列

ITEM NO.	SIZES	R/CTN	ITEM NO.	SIZES	R/CTN		
60g頂級醫療紙/52um藍色潔淨剝離膜(PET/PP膜)			70g頂級醫療紙/52um綠色潔淨剝離膜(PET/PP膜)				
60 GSM	02.6002	75mmx35mmx100M	8	70 GSM	02.7002	75mmx35mmx100M	8
	02.6003	100mmx40mmx100M	8		02.7003	100mmx40mmx100M	8
	02.6004	150mmx50mmx100M	4		02.7004	150mmx50mmx100M	4
	02.6005	200mmx55mmx100M	4		02.7005	200mmx55mmx100M	4
	02.6006	250mmx60mmx100M	4		02.7006	250mmx60mmx100M	4
	02.6007	300mmx70mmx100M	2		02.7007	300mmx70mmx100M	2
	02.6008	350mmx80mmx100M	2		02.7008	350mmx80mmx100M	2
	02.6009	400mmx80mmx100M	2		02.7009	400mmx80mmx100M	2
	Max. Size : 600mm x 100M				Max. Size : 600mm x 100M		



透明潔淨剝離 自黏袋滅菌袋

使用預先壓摺設計，雙面膠可快速封口

預折設計可準確快速包裝



ITEM NO.	SIZES	BOXES/CTN	PCS/CTN	ITEM NO.	SIZES	BOXES/CTN	PCS/CTN		
60g頂級醫療紙/52um藍色潔淨剝離膜(PET/PP膜)				70g頂級醫療紙/52um綠色潔淨剝離膜(PET/PP膜)					
60 GSM	03.6001	57mm x 133mm	90	18000	70 GSM	03.7001	57mm x 133mm	90	18000
	03.6002	90mm x 162mm	30	6000		03.7002	90mm x 162mm	30	6000
	03.6003	70mm x 257mm	40	8000		03.7003	70mm x 257mm	40	8000
	03.6004	90mm x 257mm	30	6000		03.7004	90mm x 257mm	30	6000
	03.6005	135mm x 283mm	15	3000		03.7005	135mm x 283mm	15	3000
	03.6006	180mm x 335mm	15	3000		03.7006	180mm x 335mm	15	3000
	03.6007	190mm x 358mm	10	2000		03.7007	190mm x 358mm	10	2000
	03.6008	300mm x 380mm	5	1000		03.7008	300mm x 380mm	5	1000
	03.6009	300mm x 474mm	4	800		03.7009	300mm x 474mm	4	800

Tyvek® 平面管袋系列

材質組合：Tyvek®1073B、1059B、40L / PET+PE膜

符合標準：EN868-5 / ISO11607-1

滅菌方式：可適用於低溫電漿、環氧乙烷、射線滅菌。

產品特色：

- 1.) 優異的物理性能，包括良好的耐撕裂，耐穿刺性能及良好的密封性能
- 2.) 高性能的材料及均勻乾淨的剝離效果
- 3.) 極佳的細菌阻隔性，保證了內容物使用前的無菌性
- 4.) 優異的透氣性能
- 5.) 封邊處可客製化印刷設計

1073B

Tyvek®平面管袋系列 (1073B/Clear Film)

ITEM NO.	SIZES	R/CTN
01.7301	50mm x 100M	24
01.7302	75mm x 100M	16
01.7303	100mm x 100M	12
01.7304	150mm x 100M	8
01.7305	200mm x 100M	8
01.7306	250mm x 100M	4
01.7307	300mm x 100M	4
01.7308	350mm x 100M	4
01.7309	400mm x 100M	4

Max. Size : 800mm x 100M

1059B

Tyvek®平面管袋系列 (1059B/Clear Film)

ITEM NO.	SIZES	R/CTN
01.5901	50mm x 100M	24
01.5902	75mm x 100M	16
01.5903	100mm x 100M	12
01.5904	150mm x 100M	8
01.5905	200mm x 100M	8
01.5906	250mm x 100M	4
01.5907	300mm x 100M	4
01.5908	350mm x 100M	4
01.5909	400mm x 100M	4

Max. Size : 800mm x 100M

Tyvek® 特性比較

1073B

微生物屏障

Log Reduction Value(LRV)

5.2

Comparable Test Method : ASTM F1608

透氣度

mL / min

572

Comparable Test Method : ISO 5636-3

抗穿刺

J / m²

8756

Comparable Test Method : ASTM D3420

1059B

微生物屏障

Log Reduction Value(LRV)

4.7

Comparable Test Method : ASTM F1608

透氣度

mL / min

671

Comparable Test Method : ISO 5636-3

抗穿刺

J / m²

6830

Comparable Test Method : ASTM D3420



SterileRight

SterileRight Packaging Mfg. Inc.

Tyvek® 滅菌袋

Tyvek® 平面管袋



40L

2FS

Tyvek® 平面管袋系列 (40L/Clear Film)

ITEM NO.	SIZES	R/CTN
01.4001	50mm x 100M	24
01.4002	75mm x 100M	16
01.4003	100mm x 100M	12
01.4004	150mm x 100M	8
01.4005	200mm x 100M	8
01.4006	250mm x 100M	4
01.4007	300mm x 100M	4
01.4008	350mm x 100M	4
01.4009	400mm x 100M	4

Max. Size : 800mm x 100M

Tyvek® 平面管袋系列 (2FS/Clear Film)

ITEM NO.	SIZES	R/CTN
01.5801	50mm x 100M	24
01.5802	75mm x 100M	16
01.5803	100mm x 100M	12
01.5804	150mm x 100M	8
01.5805	200mm x 100M	8
01.5806	250mm x 100M	4
01.5807	300mm x 100M	4
01.5808	350mm x 100M	4
01.5809	400mm x 100M	4

Max. Size : 800mm x 100M

40L

微生物屏障

Log Reduction Value(LRV)

2.6
(Ref)

Comparable Test Method : ASTM F1608

透氣度

mL / min

2350

Comparable Test Method : ISO 5636-3

抗穿刺

J / m²

4553

Comparable Test Method : ASTM D3420

2FS

微生物屏障

Log Reduction Value(LRV)

3.2
(Ref)

Comparable Test Method : ASTM F1608

透氣度

mL / min

600

Comparable Test Method : ISO 5636-3

抗穿刺

J / m²

4903

Comparable Test Method : ASTM D3420

滅菌指示劑膠帶

產品說明：透過滅菌後，膠卷顏色發生變化，將未滅菌與滅菌的物品區分開

STEAM 滅菌指示劑膠帶

Item No. M901.18.0101

當達到滅菌條件，指示劑會由綠色逐漸變黑色

尺寸:19mm x 50M/Roll

EtO GAS 滅菌指示劑膠帶

Item No. M901.18.0201

當達到滅菌條件,指示劑會由棕黑色逐漸變綠色

尺寸:19mm x 50M/Roll



醫院專用無紡布

材質說明：SMS

符合標準：EN868-2

滅菌方式：濕熱(Steam)、環氧乙烷(EtO)

尺寸：300mm x 300mm ~ 1200mm x 1200mm

產品特色：

- 1.) 醫院供應室，診所器械包裝，可柔韌彎曲包覆器械
- 2.) 無紡布又稱非織造布。
- 3.) 是由定向的或隨機的纖維而構成，醫用無紡布布網均勻、強力高、韌性大、耐磨性好、耐酸耐鹼、透氣透水、無味無毒，在滅菌過程中，允許滅菌劑穿入，提供細菌屏障，維持無菌狀態。
- 4.) 顏色：藍色，綠色，白色。



醫院專用皺紋紙

材質說明：45-60gsm醫療級紙，無異味，無纖維，無粉，無毒。

符合標準：EN868-2

滅菌方式：濕熱(Steam)、環氧乙烷(EtO)

尺寸：300mm x 300mm ~ 1200mm x 1200mm

產品特色：

- 1.) 醫院供應室，診所器械包裝
- 2.) 滅菌過程中，允許滅菌劑穿入，提供細菌屏障，維持無菌狀態。
- 3.) 顏色：藍色，綠色，白色。



SterileRight

SterileRight

Packaging Mfg. Inc.

合理 Fairness
效率 Efficiency
創新 Innovation
成長 Development

- **Design 研發設計**
(Standards: EN 868, ISO 11607, ISO 11140)
- **Printing 醫療級印刷技術**
(Environmental friendly printing)
- **Pouching 專業醫療級製袋**
(Standards: EN 868, ISO 11607, ISO 11140)
- **Quality 專業品質保證系統**
(Standards: GMP ISO 13485)



Contact:

- 📍 **Office:** 886-2-2697-5499 **Fax:** 886-2-2697-5497
22175 新北市汐止區新台五路一段99號8樓之10 A棟
- Factory:** 886-2-2455-5498 **Fax:** 886-2-2455-5497
20653 基隆市七堵區大華二路33-7號1樓
- ✉ **E-mail:** service@sterileright.com.tw
- 🌐 **Website:** www.sterileright.com.tw