



# SterileRight

SterileRight Packaging Mfg. Inc.



Medical Device



## 醫療工業

### 滅菌袋



EN868/ISO11607/11140/13485/ GMP [www.sterileright.com.tw](http://www.sterileright.com.tw)



**SterileRight**

*Packaging Mfg. Inc.*



**合理 Fairness**  
**效率 Efficiency**  
**創新 Innovation**  
**成長 Development**

p04----- Tyvek® 頭袋

p05----- 易剝離滅菌袋

p06----- 自動包裝成捲材

p07----- 上膠Tyvek® 蓋片

p08----- 全塑袋

Tyvek® 中封袋

p09----- 鋁箔袋

Tyvek® 鋁箔頭袋

p10----- 機械手臂手術設備滅菌袋



# Tyvek® 頭袋

材質組合：泰維克Tyvek®+複合膜

符合標準：ISO11607-1

滅菌方式：環氧乙烷(EtO)、Gamma & E-Beam射線

產品特色：

- 1.) 高密封強度，提升承重
- 2.) 具有良好的耐撕裂以及耐穿刺性能
- 3.) 封邊強度具有較強的耐衝擊性能及抗爆破性能
- 4.) 獨特的透氣窗設計，使滅菌氣體能穿透，並保持產品無菌狀態
- 5.) 適用於較重手術器械及手術器械包或無塵衣物



爆破  
測試

台灣專利



杜邦™ Tyvek® 台灣獨家授權加工廠

Item No.

Sizes

05.0101	387mm x 425mm (15.25" x 16.75")
05.0102	413mm x 502mm (16.25" x 19.75")
05.0103	438mm x 578mm (17.25" x 22.75")
05.0104	464mm x 540mm (18.25" x 21.25")
05.0105	476mm x 413mm (18.75" x 16.25")
05.0106	514mm x 578mm (20.25" x 22.75")
05.0107	514mm x 629mm (20.25" x 24.75")
05.0108	546mm x 692mm (21.50" x 27.25")
05.0109	546mm x 781mm (21.50" x 30.75")
05.0110	629mm x 578mm (24.75" x 22.75")

可依據標準規格，選擇您適合的尺寸

# Medical Device Packaging

## Tyvek® 易剝離滅菌袋

材質組合：泰維克Tyvek®+複合膜

符合標準：EN868-5 / ISO11607-1

滅菌方式：環氧乙烷(EtO)、Gamma & E-Beam射線

產品特色：

- 1.)良好的耐撕裂、耐穿刺性能，以及良好的密封性能
- 2.)材質具有良好熱封強度及潔淨剝離效果
- 3.)極佳的阻菌性，確保產品無菌狀態至最終使用前
- 4.)優異的透氣性能



Tyvek® 滅菌袋



可根據要求訂製尺寸和規格及印刷圖形





# Medical Device Packaging



## 自動包裝成捲材 FFS - 填充密封包裝

材質說明：醫用級成型薄膜、醫療級紙、醫用級Tyvek®

滅菌方式：依材質特性


產品特色：

- 1.) 用於自動包裝機以及製袋設備用卷料
- 2.) 優異的物理性能包括良好的成型性能、耐撕裂性能以及良好的密封性能
- 3.) 經濟性的包裝解決方案。各種尺寸的醫用級成型薄膜卷料
- 4.) 可依據需求提供訂製尺寸和規格



## 上膠Tyvek®蓋片

- 上膠Tyvek®蓋片
- 可放置於自動包裝機材料密封使用
- 可根據要求訂製尺寸和規格



提拉貼紙



杜邦™ Tyvek® 台灣獨家授權加工廠

## Tyvek® 提拉貼紙

- 上膠Tyvek®蓋片提拉貼紙
- 可使用鉗夾器械夾起
- 可根據要求訂製尺寸和規格



# Medical Device Packaging



## 全塑袋

材質組合：PET/PE or PA/PE

符合標準：ISO11607-1

滅菌方式：Gamma & E-Beam射線

產品特色：

- 1.) 可客製化印刷
- 2.) "V" 型切口或者撕裂口的設計便於袋子的開啟
- 3.) 可依需求選擇透明膜或是乳白設計
- 4.) 可依需求提供打孔設計
- 5.) 可依需求提供訂製尺寸及規格



## Tyvek® 中封袋

材質組合：泰維克Tyvek®+PET/PE膜

符合標準：ISO11607-1

滅菌方式：環氧乙烷(EtO) · Gamma & E-Beam射線

產品特色：

- 1.) 可客製化印刷
- 2.) "V" 型切口或者撕裂口的設計便於袋子的開啟
- 3.) 兩側透明設計 · 可展現產品內容
- 4.) 可依據需求提供訂製尺寸和規格





## 鋁箔袋

材質組合：鋁箔

符合標準：ISO11607-1

滅菌方式：Gamma、E-Beam射線滅菌

產品特色：

- 1.)可客製化印刷
- 2.)可設計成易剝離或帶撕裂口的鋁箔袋
- 3.)對液體有一定的抗滲透性能
- 4.)可依需求提供訂製尺寸和規格



## Tyvek® 鋁箔頭袋

材質組合：Tyvek®+ 鋁箔

符合標準：ISO11607-1

滅菌方式：環氧乙烷(EtO)、Gamma & E-Beam射線滅菌

產品特色：

- 1.)可客製化印刷
- 2.)可設計成易剝離或帶撕裂口樣式
- 3.)特殊情境適用，保有優異的泰維克Tyvek®透氣性能及鋁箔對液體的抗滲透性能
- 4.)可依需求提供訂製尺寸及規格

杜邦™ Tyvek® 台灣獨家授權加工廠

## 機械手臂手術設備滅菌袋

材質組合：Tyvek®+PET/PE膜+PE/PE膜

符合標準：ISO11607-1

滅菌方式：環氧乙烷(EtO)、Gamma & E-Beam射線

產品特色：

可訂製各種規格包裝袋，手術開刀房的機械手臂設備、電腦螢幕、電腦主機或實驗室設備皆可，良好的潔淨包裝，可大幅降低汙染風險。



# Medical Device Packaging



機械手臂設備



電腦螢幕







**SterileRight**

## Contact:

- ☎ **Office:** 886-2-2697-5499 **Fax:** 886-2-2697-5497  
22175 新北市汐止區新台五路一段99號8樓之10 A棟
- Factory:** 886-2-2455-5498 **Fax:** 886-2-2455-5497  
20653 基隆市七堵區大華二路33-7號1樓
- ✉ **E-mail:** [service@sterileright.com.tw](mailto:service@sterileright.com.tw)
- 🌐 **Website:** [www.sterileright.com.tw](http://www.sterileright.com.tw)